プリンストン・アプライド・リサーチ

# PARSTAT MC

# 【価格改定】

プリンストンの 電池特性評価装置

新モジュールで、ますますお得に!







## PARSTAT MC のメリット

◆PARSTAT MCを使えば、充放電試験やインピーダンス測定を始めとする電池セルの評価が「低コスト」「効率的」に可能となります。

### 現在の課題

### 狭い電流レンジ



- ・電流範囲がµA ~ mA
- 1A以上でブースター導入 によりコスト高



## 導入のメリット

### 標準仕様で広い電流レンジ

- ・全モジュールが最大1A以上 分解能はpAオーダーを実現
- ・ブースターなしで広レンジ

### 不十分は交流測定



- ・特定の周波数でのみ測定
- ・充放電とインピーダンス測定で段取替え発生



### 全チャンネルで交流測定



- ・全チャンネルで連続した インピーダンス測定
- ・段取替えが不要

### 限られたハードウェア選択



- ・単一スペックのみ
- ・装置構成の自由度が少なく、コスト高



### モジュール種類

- **O** .
  - ・用途に合わせて、3種類 のモジュールから選択
  - ・最適な設備投資



### PARSTAT MC とは

▶PARSTAT MCは、ニーズに合わせた構成可能なモジュール式ポテンショスタットです。

### P/GSTATモジュール

用途に合わせて3種類のモジュールをご用意。メーカー返送せず、実験室で増設できます。また、ホットスワップにも対応します。



### <u>シャーシ</u>


最大10カード (20チャンネル)まで搭載可能。将来の拡張も対応します。

### 電源ユニット

交換可能な電源ユニット。 万が一の電源故障時にも、 すぐに交換できます。 USB接続 パソコンとUSB接続。オン ボードメモリにより、実験中に 挿抜しても、測定は継続。


# モジュールの種類をご用意

▶ PARSTAT MCは、目的に併せて選択頂けるように3種類のモジュールをご用意しております。



# 【新製品】2チャンネルモジュール PMC-200

- **-**電池セル評価に特化した新製品PMC-200がラインラップに加わりました
- ▶1モジュールあたり2チャンネルを実現、一層のコスト低減に寄与します



PMC-200 モジュール

チャンネル 1

- チャンネル 2


# PMC-200 こかずごい!

- ・2chなのに大電流
  - -各チャンネル 1A
- ・24ビット分解能
  - -電流: 238 fA
  - -電圧: 1.2 μV
- ・インピーダンス測定
  - -全チャンネル標準

# PMC-200 ここがすごい! 測定例のご紹介


┏のいずれでも、従来モデルに負けない測定能力を持っています。

### DC電圧測定例



- ・<u>24ビット分解能により、PMC-1000</u> に比べて高い分解能が得られました
- ・PMC-200とPMC-1000の測定値に 差がみられますが、この差は500µV で確度範囲内のことを確認済みです

### インピーダンス測定例



- ・電圧制御/電流制御のいずれモード でも綺麗な測定が得らえました
- ・適正レンジの短時間探査、セトリングタイムの短縮化により、PMC-1000より4倍高速になりました

# 各モジュールのスペックのご紹介

- **▼**いずれのモジュールも、標準で1A以上に対応
- ✔いずれのモジュールも、標準でpAオーダーの電流確度
- **◆いずれのモジュールも、インピーダンス測定に対応**

	PMC-200	PMC-1000	PMC-2000A		
チャンネル数	2	1	1		
出力電圧	10V	12V	30V		
制御電圧	10V	10V	30V		
電圧測定確度	±0.2%(読取) ±2mV	±0.2%(読取) ±2mV	±0.2%(読取) ±2mV		
出力電流	1A	2A	1A		
電流測定レンジ	$2\mu A\sim 1A$	4nA $\sim$ 2A	4nA $\sim$ 1A		
	· (7レンジ)	(10レンジ)	(10レンジ)		
電流測定確度	±0.2%(読取) ±0.2%(レンジ)	20nA~2A: ±0.2%(読取) ±0.2%(レンジ) 4nA: ±0.5% ±20pA	20nA~1A: ±0.2%(読取) ±0.2%(レンジ) 4nA: ±0.2%(読取)±0.2%(レンジ)±50pA		
測定分解能 (電圧・電流)	24bit	16bit	18bit		
サンプリングレート	250kS/s	500kS/s	1000kS/s		
入力インピーダンス	>100GΩ, <5pF並列	>1TΩ, <5pF並列	>10TΩ, <5pF並列		
EIS周波数	10 $\mu$ Hz $\sim$ 100 $k$ Hz	10 $\mu$ Hz $\sim$ 1MHz	10 $\mu$ Hz $\sim$ 7MHz		

### **AMETEK®**

# ブースターで将来的に拡張も可能\*

- ▼PARSTAT MCは、2種類のブースター (5Aモデル、10Aモデル)をご用意
- ■並列接続で最大20Aの電流に対応します


### ブースターをシャーシに差し込んで使用




	PMC BOOSTER 5A	PMC BOOSTER 10A
電圧	6V	6V
電流	5A	10A

### 並列接続で20Aに対応

通常時 ボード1枚に対し、ブースター1個を接続




大電流時 カード1枚に対し、ブースター2個を並列接続



# 測定ソフトウェアもご用意

- **▼**測定ソフトウェアVersaStudioが無料で付属
- ▼USBでつないで、チャンネルごとに、測定シーケンスを作成できます
- 1 プロジェクトを作成し、実験ステップを選択
  - Select an Action Actions Advanced Actions Technique Actions Technique Actions Technique Actions Open Circuit Open Circuit Linear Scan Voltammetry Linear Polarization Resistance (LPR) Potentiostatic EIS Cyclic Voltammetry (Single) Galvanostatic EIS Cyclic Voltammetry (Multiple Cycles Mott-Schottky Staircase Linear Scan Voltammetry Cyclic Polarization Staircase Cyclic Voltammetry (Single) Technique Actions Staircase Cyclic Voltammetry (Multiple Cycles Galvanic Corrosion Multi-Vertex Scan Galvanostatic Open Circuit Chronoamperometry Constant Potentia Chronopotentiometry Zero Resistance Ammeter (ZRA Constant Current Constant Power Solt LPR Recurrent Potential Pulses Constant Resistano Recurrent Galvanic Pulse Current OCDPL Fast Potential Pulses Power CCD Resistance CCD Charge-Discharge Fast Galvanic Pulses Square Wave Voltammet Differential Pulse Voltammet CC-CV GITT PITT Nomal Pulse Voltammetry Reverse Normal Pulse Voltammetr OK Cancel

2 実験ステップを構成し、実験シーケンスを作成



- 3 セルとの接続の確認し、測定を開始
  - Basic Cell Connections

    WE

    WE

    SE

    SE


    CE


    Two-Electrode
    Connection

    Three-Electrode
    Connection

    Four-Electrode
    Connection

4 ターフェルフィッティングやピーク解析、 サークルフィッティングなど様々な解析に対応







# 多彩な測定機能

# **┏**CC-CVなどの充放電やインピーダンス測定はもちろん、パルス測定や Mott-Schottkyなど多彩な測定に対応


測定テクニック		200	1000	2000A
Voltammetry	Open Circuit, Linear Scan Voltammetry, Cyclic Voltammetry, Chronoamperometry, Staircase LSV/CV, Square wave voltammetry	V	V	V
	Fast P/G Pulse, Recurrent P/G Pulse, Differential/Normal/Reverse Normal Pulse Voltammetry		V	V
Corrosion	ZRA, Galvanic Corrosion, Cyclic/Linear Polarization, Tafel, Dynamic IR Potentiostatic/dynamic, Galvanostatic/dynamic	V	V	V
Energy	Constant Current/Potential/Resistance/Power Multi-Vertex Scan, Current CCDPL, Power/Resistance CCD	V	V	V
Sequence	Loop, Measure OC, Run External Application	V	~	V
	Time Delay, Message Prompt, Auxiliary Interface, DAC Output Control		V	V
Pre-experiment	Condition, Deposition, Equilibration, Purge, iR Determination		~	V
Impedance	Open Circuit, Potentiostatic/Galvanostatic EIS, Mott-Schottky	V	V	V




# もちろんZViewにデータ出力が可能

- **▼**VersaStudioからインピーダンス測定結果をエクスポート
- **▼**等価回路解析ソフトウェア ZView や ZSimpWinで解析 (有料)

ZViewZSimpWinライセンス形態USBドングルノードロック







# 【価格改定】お問い合わせください

- ◆世界中で使用される弊社製品は、コストの低減に成功し、皆様にお求めやすく頂けるようにこの春に価格改定しました。
- **▼ご興味のある方は、こちらのページよりお問い合わせください。**









【価格改定】研究開発向けのマルチチャンネルのポテンショスタット。充放電からインピーダンス測定まで、この1台で対応!

PARSTAT MCシリーズは、電池セルの研究開発の使用に最適なポテンショスタットです。最大10枚のポテンショスタットボードを挿入し、最大20チャンネルまで対応します。また、最大電流2A、最大測定周波数7MHzなど異なる3種類のポテンショスタットボードをご用意しています。ブースターにより、最大20Aでもご利用頂けます。

型番	PMC-200/1000/2000A
価格	お問合せ下さい
発売日	発売中

