




パソコンで観察する

**USB
2.0 接続**

SKM-Z300C-PCM2 233,000円 (税込 256,300円)

ズーム式マイクロスコープ



**低価格で高画質、ズームレンズで簡単操作！
画像の保存や計測もできます**

各倍率の観察範囲と作動距離（本体先端から被写体までの距離）

光学倍率	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0
モニタ上の倍率 20" (UXGA)	45	67.5	90	135	180
観察範囲（約mm）	10.8×6.1	7.2×4.1	5.4×3.0	3.6×2.0	2.7×1.5

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5使用時、観察範囲は倍に、
SKL-A コンバージョンレンズ x2.0使用時、観察範囲は半分になります

作動距離：88mm

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5 ￥15,000（税込￥16,500）

取付時モニタ倍率x22.5～x90（作動距離150mm）

SKL-A コンバージョンレンズ x2.0 ￥15,000（税込￥16,500）

取付時モニタ倍率x90～x360（作動距離32mm）

*コンバージョンレンズは別売です。

SKM-Z300C-PCM2 マイクロスコープ基本セット内容

- ・ズームレンズ（SKL-Z300C）
- ・USB CMOSカメラ
- ・LEDリングライト照明（SKLS-A）
- ・拡散フィルター
- ・顕微鏡スタンド400（SKS-ST400A）
- ・粗動ホルダ（SKS-HOLD-A）
- ・画像表示・保存ソフト（SK-Viewer）
- ・USB-miniケーブル

USBカメラ 仕様表

<動作環境>

項目	必要環境
対応OS	Windows10,11 (32,64bit)
USBポート	USB 2.0ポート (Intel製ホストコントローラ)
CPU	Intel Core iシリーズ以降推奨
メモリ	2.0GB以上
グラフィック	24ビットカラー 以上
動作温度&湿度	温度：0～40℃ 湿度：10～80%（結露無きこと）

<仕様>

項目	仕様
撮像素子	1/2.8型 CMOSイメージセンサ
出力画素数	1920 (H) × 1080 (V)
走査方式	プログレッシブ
最大フレームレート*	30 fps
インターフェイス	USB2.0 (UVC ver1.1 準拠)
電源	USBバスパワー

*実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります。